

## Ecosym mondmassage borstel

Deze zachte borstel is geschikt voor dagelijkse massage van tandvlees, mondslijmvliezen en tong.

Voor een gezonde mond.

Masseer als drager van een prothese met de zachte Ecosym (massage)borstel minstens één keer per dag uw tandvlees en het slijmvlies van uw kaken.

Verminderde doorbloeding van de slijmvliezen kan ertoe leiden dat het tandvlees gaat slinken.

Dit laatste is direct van invloed op de pasvorm van uw gebit.

Poets ook uw verhemelte. Ook daar kunnen voedselresten zitten